



Dr. bioled[®]

FACIAL MASK

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Guarde la máscara LED a temperatura ambiente en un lugar seco. Evite almacenarla en lugares con mucho polvo, bajo la luz solar directa o en condiciones húmedas.

Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpie siguiendo las instrucciones de limpieza.

No utilice otro producto de limpieza ya que puede dañar los plásticos. No deseche ninguna pieza de la máscara **Dr. bioled**[®] en contenedor de residuos domésticos.

Para proteger el medio ambiente, empaquete y devuelva esta unidad al fabricante o a su representante al final de su vida útil, o deseche el dispositivo de forma segura siguiendo las normas de su localidad.

GARANTÍA

En condiciones de uso normal, la máscara LED **Dr. bioled**[®] y la batería tienen garantía de 1 año. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original. Si el producto presenta algún defecto dentro del período de garantía, póngase en contacto con su proveedor.

- * El distribuidor autorizado se reserva el derecho de repararlo.
- * El distribuidor autorizado se reserva el derecho de sustituir el producto defectuoso, por otro disponible actualmente.
- * Esta garantía no cubre daños causados por:
 - Accidente, mal uso, abuso o alteración de la acción.
 - Servicio realizado por personas no autorizadas.
 - Conexión a fuentes de alimentación incorrectas.
 - Uso con accesorios no autorizados.

Dr. bioled[®] máscara LED, es un dispositivo de fototerapia LED recargable y portátil, cuyo propósito es producir una luz uniforme para tratamiento cosmético facial.

El sistema consta de una máscara de silicona flexible que contiene múltiples diodos emisores de luz (bioluces) y un mando. La máscara LED se coloca en la cara y se sujeta mediante una correa de velcro ajustable.

Utiliza 7 longitudes de onda de luz, que estimulan las células productoras de colágeno y elastina.

Ha sido diseñado para aplicar luz directamente a la piel, asegurando que la máxima cantidad llegue a las células y no se desperdicie.

ESPECIFICACIONES

Luz biológica de 7 colores: Rojo (640-670 nm); Verde (490-540 nm); Azul (440-470 nm); Amarillo (565-570 nm); Púrpura (380-440); Cian (460-495 nm); y Luz laser.

Configuración del tiempo de trabajo:
5-60 minutos.

Temperatura de funcionamiento: 0-40 C.

Entrada del adaptador CA/CC:
100-240 V; AC0.3A 50/60Hz

Salida del adaptador
CA/CC 5 V, CC 1000 mA;

Medida de la máscara: 190x395 mm.

Peso neto: 400 g.



ADVERTENCIAS

- No utilice Dr.Bioled mask para tratar otras afecciones además de las enumeradas en las indicaciones de uso. La máscara no ha sido probada para detectar otras condiciones distintas a las enumeradas y se desconoce el riesgo.
- No utilice Dr. Bioled mask si está embarazada, planea quedarse embarazada o está en período de lactancia.
- No utilice Dr.Bioled mask si sufre de Lupus eritematoso, eczema fotosensible o Albinismo. Si utiliza la mascarilla para tratar el lupus eritematoso, el eccema fotosensible y el albinismo, puede provocar una reacción cutánea grave. Tampoco si padece algún trastorno fotosensible (sensibilización a la luz). Si lo hace puede provocar una reacción cutánea grave.
- No utilice Dr. bioled mask si sufre dolor de cabeza provocados por la luz.
- No utilice Dr. bioled mask si padece alguna afección genética del ojo.
- No utilice Dr. bioled mask sin haber retirado cualquier cosmético antes del tratamiento. Algunos ingredientes pueden causar sensibilización a la luz. Puede provocar una reacción cutánea o puede reducir el efecto del tratamiento.
- No utilizar si la máscara, el controlador, el cargador, el enchufe o el cable están dañados.
- No utilizar si siente calor o si su piel se siente incómoda.
- No utilizar cerca del agua o donde el agua pueda entrar en contacto con el dispositivo.
- No intente modificar la máscara Dr. bioled de ninguna manera.

PRIMERA CONFIGURACIÓN

Desembalaje y carga:



- Antes de su uso es importante cargar completamente la batería.
 - La luz indicadora en la unidad de control comenzará a parpadear para indicar que se está cargando. La batería está completamente cargada cuando el color de la luz se vuelve verde.
- Tiempo de carga de 4 a 5 horas.

Como colocar la máscara led Dr.bioled®

Viene con una correa de velcro ajustable que le permite usar la máscara cómodamente.

- Para colocar la mascarilla, pase las correas a través de los orificios de entrada a cada lado de la mascarilla.
- Enrolle las correas alrededor de su cabeza y asegúrelas.

FUNCIONAMIENTO

1. Limpiar y exfoliar la piel para eliminar restos de cosméticos.
2. Aplicar la Máscara LED (usar al menos una vez por semana).
3. Colocar en el rostro, asegurar con el velcro y presionar el botón encendido. A continuación seleccione el color.
4. Presione el botón **+** para agregar tiempo de tratamiento. Presione **-** para reducir el tiempo. Se sugiere 15-30 minutos de tiempo de tratamiento.
5. Presione el botón de icono "sol" para más energía.  o el icono del sol pequeño, para reducir la energía .
6. Finalizado el tratamiento, aplicar crema hidratante y protector solar.
7. Limpie la mascarilla con una toallita a base de agua o un paño húmedo.
8. Repetir 3-5 veces por semana durante cuatro semanas.

